

CARDIOVIT MS-2007

Kleines, handliches 12-Kanal-EKG-Gerät

Der CARDIOVIT MS-2007 ist ein leichtes, tragbares und kompaktes EKG-Analysesystem, das Sie überallhin begleitet. Er wurde so konzipiert, dass Sie das Gerät nur anschliessen und sofort benutzen können, dabei aber keine Abstriche bei der Qualität der EKG-Daten hinnehmen müssen. Somit eignet sich der CARDIOVIT MS-2007 ideal für Hausbesuche.

Hochstehende Diagnosewerkzeuge liefern Ihnen beste EKG-Analysen und die benutzerfreundliche Bedienung erlaubt es Ihnen, sich auf die Diagnose und Behandlung zu konzentrieren.

- 12-Kanal-Farbbildschirm für eine präzise Anzeige
- 12-Kanal-Echtzeit-Ausdruck
- Intuitiver Touchscreen für eine einfache Bedienung
- Kompakt und leicht: nur 1,2 kg
- Lithium-Polymer-Akku: Bis zu 3 Stunden Betriebszeit oder 100 EKG-Aufnahmen

SCHILLER AG das Pionierunternehmen seit 1974



Patientendaten

Einfache Eingabe der Patientendaten über die intuitive Touchscreen-Tastatur.

Automatische Vorschau

Die digitale Bildschirmvorschau ermöglicht die Anzeige des EKGs vor dem Ausdrucken, um Papier und kostspielige erneute Untersuchungen zu vermeiden.

Analyse

Die SCHILLER Interpretationsoftware "C" bietet Ihnen eine umfassende computergestützte Analyse für Erwachsene und Kinder zur schnellen und zuverlässigen Auswertung von EKGs.



EKG-Datenverwaltungssystem SEMA

Durch die Anbindung an das SCHILLER Datenverwaltungssystem SEMA, können die Daten aus dem CARDIOVIT MS-2007 zentral auf Ihrem PC gespeichert und durchsucht werden. Das SCHILLER Datenverwaltungssystem SEMA ist ein vollständig skalierbares Programm, in das auf einfache Art zusätzliche Funktionen und effizientere EKG-Abläufe integriert werden können. Ebenfalls können ganze Auftragslisten von einem HL-7-System oder PACS (DICOM Modality Worklist) heruntergeladen werden. Das Gerät kann die erfassten Aufnahmen anschliessend wieder als HL-7, DICOM oder PDF (inklusive Kurvendaten) an Ihr EPA- (elektronische Patientenakte) oder KIS-System (Krankenhausinformationssystem) exportieren.







Asia SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia 52200 Kuala Lumpur, Malaysia Phone +603 6272 3033 Fax +603 6272 2030 sales@schiller.com.mv www.schiller-asia.com



Austria SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.

A-4040 Linz Phone +43 732 709 90 Fax +43 732 757 000 sales@schiller.at www.schiller.at



China

Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.

100015 Beijing, China Phone +86-10-84565453 info@schillermedical.com www.schillermedical.cn



SCHILLER Médical S.A.S. F-67162 Wissembourg/Cedex Phone +33 3 88 63 36 00 Fax +33 3 88 94 12 82 info@schiller.fr www.schiller-medical.com



France (distribution France) SCHILLER France S.A.S. F-77600 Bussy St Georges Phone +33 1 64 66 50 00 Fax +33 1 64 66 50 10 infoschiller@schiller-france.fr www.schiller-france.com



Germany SCHILLER Medizintechnik GmbH D-85622 Feldkirchen b. München

Phone +49 89 62 99 81-0 Fax +49 89 62 99 81-54 info@schillermed.de www.schillermed.de



Hungary SCHILLER Diamed Ltd. H-1141 Budapest Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491 Fax +36 (1) 383-4778 sales@schiller.at www.schiller.hungary.hu



SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd. Mumbai - 400 001, India Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141 Fax +91 22 2920 9142 sales@schillerindia.com www.schillerindia.com



08/13

Croatia

Crodial
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60 info@schillerzg.hr www.schiller.ch



Latin America SCHILLER Latin America, Inc. Doral, Florida 33172 Phone +1 954 673 0358 Fax +1 786 845 06 02 info@schillerla.ch www.schillerla.ch



Poland SCHILLER Poland Sp. z o.o.

PL-02-729 Warszawa Phone +48 22 8432089 Fax +48 22 8432089 schiller@schiller.pl www.schiller.pl



Russia & C.I.S. SCHILLER AG Rep. office 125124 Moscow, Russia Phone +7 (495) 970 11 33 Fax +7 (495) 970 11 33

mail@schiller-ag.com www.schiller-cis.com



Serbia SCHILLER d.o.o.

11010 Beograd Phone +381 11 39 79 508 Fax +381 11 39 79 518 info@schiller.rs www.schiller.rs



Slovenia SCHILLER d.o.o.

2310 Slovenska Bistrica Phone +386 2 843 00 56 Fax +386 2 843 00 57 info@schiller.si

www.schiller.si



Spain SCHILLER ESPAÑA, S.A.

E-28230-Las Rozas/Madrid Phone +34 91 713 01 76 Fax +34 91 355 79 33 schiller@schiller.es www.schiller.es



Switzerland SCHILLER-Reomed AG

CH-8953 Dietikon Phone +41 44 744 30 00 Fax +41 44 740 37 10 sales@schiller-reomed.ch www.schiller-reomed.ch



Turkey SCHILLER TÜRKIYE

Okmeydani-Sisli – Istanbul Phone +90 212 210 8681 (pbx)

Fax +90 212 210 8684 sales@schiller-turkiye.com www.schiller-turkiye.com



USA SCHILLER America Inc.

Phone +1 786 845 0620 Fax +1 786 845 06 02 sales@schilleramerica.com www.schilleramerica.com



